

---

**N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylenediamin (TEMED)**      **Kat.Nr./Cat.No. :**      **35930**  
N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylenediamine for electrophoresis

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>6</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		116.21
<b>Aussehen</b> appearance		klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit clear, colorless to slightly yellow liquid
<b>Gehalt (%)</b> assay	GC	min. 99.0
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 1.0
<b>nD/20°C</b>		1.4169 - 1.4289
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.