

Tetrazoliumblau-chlorid reinst	Kat.Nr./Cat.No. :	35950
Tetrazolium Blue-chloride research grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{40}H_{32}N_8O_2 \cdot Cl_2$
Molekulargewicht molecular weight		727.7
Aussehen appearance		gelbes Pulver yellow powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 94.0
Löslichkeit solubility	0.5 % in C_2H_5OH	klare gelbe Lösung clear yellow solution
• max (nm)	0.001 % in C_2H_5OH	248 – 256
A 1cm/252nm	1 % in C_2H_5OH	min. 650
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.