

<b>Trichostatin A aus Streptomyces platensis, reinst</b> Trichostatin A from Streptomyces platensis, research grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>36915</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>17</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		302.4
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	min. 97
<b>Gehalt (%)</b> assay	TLC	min. 97
<b>Lagerung (°C)</b> storage		-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.