

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	36975
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{15}H_{27}N_3O$
Molekulargewicht molecular weight		265.4
Aussehen appearance		gelbe viskose Flüssigkeit yellow viscous liquid
Dichte (g/ml) specific density	20°C	0.96 – 1.0
Brechungsindex refractive index	n_D^{25}	1.5140 – 1.5180
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Bedingt durch die Freisetzung geringer Mengen von Aminen kann das Produkt einen unangenehmen Geruch entwickeln. Dies hat jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Aushärtung von Epoxyharzen.
Due to the release of minor amounts of amines, the product can develop an unpleasant smell. This has however no negative effect on the curing of epoxy resins.

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.