
Trioctylmethylammoniumchlorid pract. **Kat.Nr./Cat.No. : 37076**
Trioctylmethylammonium chloride, pract. (Adogen® 464)

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, leicht gelbliche, viskose Flüssigkeit clear slightly yellowish viscous liquid
Gehalt (%) assay		min. 85.0
Wasser (%) water	KF	max. 6.0
Brechungsindex refractive index	n_D^{20}	1.4655 – 1.4735
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.