

<b>Triton® X-100</b>	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>37240</b>
Triton® X-100		

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		klare viskose Flüssigkeit clear viscous liquid
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 1.0
<b>pH</b>	5% in H <sub>2</sub> O	6.0 – 8.0
<b>Trübungspunkt (°C)</b> cloud point	1% in H <sub>2</sub> O	63 – 69
<b>A 1cm/320 nm</b>	1% in H <sub>2</sub> O	max. 0.4
<b>A 1cm/360 nm</b>	1% in H <sub>2</sub> O	max. 0.04
<b>Ursprung</b> origin		nicht tierisch non animal
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30
<b>Bemerkungen</b> remarks	Bei diesem Produkt kann es gelegentlich zu Trübungen bzw. Ausfällungen kommen, die durch leichtes Erwärmen im Wasserbad (ca. 50°C) beseitigt werden können. This product may occasionally look turbid or contain a precipitate which can be removed by heating on a water bath (approx. 50°C)	

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.