

<b>Vancomycin HCl</b> Vancomycin hydrochloride	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>38125</b>
---	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		$C_{66}H_{75}Cl_2N_9O_{24} \cdot HCl$
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		1 485.7
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis bräunliches Pulver white to brownish powder
<b>Mikrobiol. Gehalt (I.E./ mg)</b> microbiol. assay	wasserfrei anhydrous	min. 1050
<b>Identität</b> identity	Ph. Eur.	entspricht corresponds
<b>Identität</b> identity	IR	entspricht corresponds
<b>Aussehen der Lösung</b> appearance of solution	Ph. Eur.	entspricht corresponds
<b>pH</b>	5.0 % in H <sub>2</sub> O	2.5 – 4.5
<b>Vancomycin B (%)</b>	HPLC	min. 93.0
<b>Verwandte Substanzen</b> related substances	Ph. Eur.	entspricht corresponds
<b>Schwermetalle (ppm)</b> heavy metals	Ph. Eur.	30
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 5.0
<b>Sulfatasche (%)</b> sulfated ash	Ph. Eur.	max. 1.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die physikalisch-chemischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Ph. Eur.**  
The physical/ chemical data corresponds to the requirements of Ph. Eur.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.