

Vitamin A acetat reinst Vitamin A acetate research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	38220
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂₂ H ₃₂ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		328.50
Aussehen appearance		gelbgrüne, viskose Flüssigkeit yellow viscous liquid with green cast
Aktivität (U/g) activity	UV	min. 1 350 000
Bemerkung remark		unterkühlte Schmelze, kann fest werden supercooled liquid, may solidify
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.