
XTT Sodium 3,3'-[(Phenylamino)carbonyl]-3,4-Tetrazolium-Bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic acid hydrate	Kat.Nr./Cat.No. : 38450
---	--------------------------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Summenformel formula	$C_{22}H_{16}N_7O_{13}S_2Na$
Molekulargewicht molecular weight	674.53
Aussehen appearance	gelbes Pulver yellow powder
ϵ_{285nm}	$15\,800 \pm 1000$
Wasser (%) water	max. 15.0
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.
