

Xylan aus Buchenholz rein Xylan from beech wood pure	Kat.Nr./Cat.No. : 38500
--	---------------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$(C_{10}H_{16}O_9)_n$
Aussehen appearance		beiges Pulver beige powder
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 110 °C	max. 5.0
[α]D/ 20 °C	1 % in 5 % NaOH	-75.0° bis/ to -65.0°
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.