

Zitronensäure p. A. Citric acid analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	38640
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_6H_8O_7 \cdot H_2O$
Molekulargewicht molecular weight		210.14
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	99.5 – 101.0
Wasser (%) water	K.F.	7.5 – 9.0
Sulfatasche (%) sulfated ash		max. 0.05
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.