

TBE Puffer 10x molecular biol. grade	Kat.Nr./Cat.No. :	39320
TBE Buffer 10x		

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	8.1 – 8.5
Zusammensetzung composition	
TRIS (# 37180)	0.89 M
EDTA-Na ₂ •2H ₂ O (# 11280)	0.02 M
Borsäure / Boric acid (# 15165)	0.89 M
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.