

Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1
molecular biology grade

Kat.Nr./Cat.No. : 39554

Parameter
parameter

Methode
method

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

Reinheit des Chloroform(%)
purity of Chloroform

min. 99.9

Reinheit des Isoamyl alcohol (%)
purity of Isoamyl alcohol

min. 99.0

DNase/ RNase Aktivität
DNase/ RNase activity

nicht nachweisbar
none detected

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.