

Natriumacetat p.A., für Molekularbiologie
Sodium acetate, molecular biology grade

Kat.Nr./Cat.No. : 39571

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₂ H ₃ O ₂ ·Na
Molekulargewicht molecular weight		82.0
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	Titration	min. 98.5
Trocknungsverlust (%) loss on drying	4 h, 120 °C	max. 2.0
Schwermetalle (ppm) heavy metals	als/ as Pb	max. 10
Identität identity	IR	entspricht corresponds
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.