

---

<b>20% SDS Lösung</b> 20% SDS Solution molecular biology grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>39575</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance	klare farblose bis leicht gelbliche Lösung clear colorless to slightly yellowish solution
<b>Gehalt SDS (g/l)</b> assay SDS	200.0
<b>Farbe (Hazen)</b> color	max. 50
<b>A 1cm/ 260 nm</b>	max. 0.4
<b>A 1cm/ 280 nm</b>	max. 0.15
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+15 bis/ to +30

Bei Lagerung unter +18°C kann das SDS auskristallisieren. Die Kristalle lösen sich beim Erwärmen des Puffers wieder.

Storage below +18°C may cause crystallization of SDS. Crystals can be solved by warming up the buffer solution.

<p><b>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.</b> We do not guarantee that the product can be used for a special application.</p>
--