

---

<b>Denhardt's Solution, 50x Konzentrat</b> Denhardt's solution, 50x concentrate molecular biology grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>39603</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance	klare farblose bis leicht gelbliche Lösung clear colorless to slightly yellowish solution
<b>Zusammensetzung</b> composition	
Albumin Fraktion V	0.1g/ 10ml
Polyvinylpyrrolidone	0.1g/ 10ml
Ficoll® 400	0.1g/ 10ml
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage	-15 bis/ to -25

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.