

Serdolit® MB molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	39608
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		blaues und beiges Korn blue and beige particles
Zusammensetzung composition	Mischbett-Ionenaustauscher mit Erschöpfungsindikator, bestehend aus Serdolit Blau (OH ⁻ -Form) und Serdolit CS-2 (H ⁺ -Form) im Verhältnis von ca. 1.5:1(v/v). Gebrauchsfertig für die Feinreinigung von Wasser.	Mixed-bed ion exchanger with exhaustion indicator, fully regenerated for demineralizing water and other aqueous process liquids. Consists of Serdolit-Blue (OH ⁻ -form) and Serdolit-CS-2 (H ⁺ -form) in a ratio at approx. 1.5:1(v/v).
Kapazität (eq/l) capacity		min. 0.8
Korngröße (mesh) particle size		16 – 50 (0.3 – 1.2mm)
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105 °C	50.0 – 65.0
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.