

---

<b>20x SSPE-Puffer</b> 20x SSPE buffer molecular biology grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>39616</b>
----------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
<b>pH</b>	7.2 – 7.6
<b>Zusammensetzung</b> composition	
NaCl (#39781)	175.32 g/l
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O (#39783)	27.60 g/l
EDTA · Na <sub>2</sub> · 2H <sub>2</sub> O (#39760)	7.44 g/l
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage	+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.