
EDTA-Na₂-Lösung, 0.5M Ethylenediamine tetraacetic acid Na ₂ -salt solution, 0.5M molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	39761
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	7.9 -8.1
Zusammensetzung composition	
EDTA·Na ₂ ·2H ₂ O (#39760) NaOH (10M)	186.1 g/l ca. 50 ml/l
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.