

Ficoll® 400
molecular biology grade

Kat.Nr./Cat.No. : 39763

Parameter parameter	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight	400 000 ± 100 000
Aussehen appearance	weißes Pulver white powder
Trocknungsverlust (%) loss on drying	max. 5.0
Gehalt an NaCl (%) content of NaCl	max. 1.0
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.