
Glycogen from oyster, solution 20 mg/ml
molecular biology grade

Kat.Nr./Cat.No. :

39766

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

milchige Lösung
cloudy solution

Konzentration
concentration

20 mg/ml in redistilled water

DNase/ RNase Aktivität
DNase/ RNase activity

nicht nachweisbar
none detected

Lagerung (°C)
storage

-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.