
| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Natriumchloridlösung, 5M Sodium chloride solution, 5M molecular biology grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 39782 |
|---|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Spezifikation specification |
|--|---|
| Aussehen appearance | klare farblose Lösung clear colorless solution |
| pH | 6.0 – 8.0 |
| Zusammensetzung composition | |
| NaCl (#39781) | 292.25 g/l |
| DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity | nicht nachweisbar none detected |
| Lagerung (°C) storage | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.