

---

<b>D-Sorbit</b> D-Sorbitol molecular biology grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>39785</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub>
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		182.2
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Gehalt (%)</b> assay	HPLC	97.0 – 102.0
<b>Schmelzpunkt (°C)</b> melting point		98 - 102
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis / to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.