

---

**Spermidin•3HCl** Kat.Nr./Cat.No. : **39786**  
Spermidine•3HCl molecular biology grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Summenformel</b> formula		C <sub>7</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> •3HCl
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		254.6
<b>Aussehen</b> appearance		weiße Kristalle white crystals
<b>Gehalt (%)</b> assay	Titration	min. 99.0
<b>pH</b>	1 M in H <sub>2</sub> O	3.0 – 6.0
<b>DNase/ RNase Aktivität</b> DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+2 bis/ to +8

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.