
Glycerin pflanzlich, 87 % (w/w), für Molekularbiologie **Kat.Nr./Cat.No. : 39788**
Glycerol from plant, 87 % (w/w), molecular biology grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₈ O ₃
Molekulargewicht molecular weight		92.09
Aussehen appearance		farblose, viskose Flüssigkeit colorless, viscous liquid
Brechungsindex refractive index	n _D ²⁰	1.449 – 1.455
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
Ursprung origin		pflanzlicher Ursprung plant origin
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.