
Tris-Puffer pH 7.5, 1M Lösung	Kat.Nr./Cat.No. :	39791
Tris buffer pH 7.5; 1M solution, molecular biology grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare farblose Lösung clear colorless solution
Zusammensetzung composition		
TRIS (#37180)		121.14 g/l
pH	20 °C eingestellt mit HCl adjusted with HCl	7.4 – 7.6
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.