

Tris-Puffer pH 8.8, 1M Lösung	Kat.Nr./Cat.No. :	39794
Tris buffer pH 8.8;-solution 1M molecular biology grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare farblose Lösung clear colorless solution
Zusammensetzung composition		
TRIS (#37186)		121.14 g/l
pH	20 °C eingestellt mit HCl adjusted with HCl	8.7 – 8.9
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity		nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage		+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.