

Wasser DEPC behandelt , steril
Water DEPC (0.1 %) treated, sterile molecular biology grade

Kat.Nr./Cat.No. : 39798

Parameter parameter	Spezifikation specification
Summenformel formula	H ₂ O
Molekulargewicht molecular weight	18.0
Aussehen appearance	klare, farblose Flüssigkeit clear, colorless liquid
Wasser behandelt mit (% DEPC) water treatment	min. 0.1
Leitfähigkeit (µS/ cm) conductivity	max. 10
Sterilttest sterility	kein Wachstum no growth
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.