
TE Puffer (100x) pH 8.0 molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	39799
TE buffer (100x) pH 8.0		

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	7.8 - 8.2
Zusammensetzung composition	
TRIS (#37180)	1.0 M
EDTA-Na ₂ •2H ₂ O (# 11280)	0.1 M
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis / to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.