

SERDOLIT® Chelite® CHE p.A.
analytical grade

Kat.Nr./Cat.No.:

40581

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hell elfenbeinfarbenes Korn light-ivory colored particles
Korngröße (mm) particle size		0.3 - 0.8
Gegenion counter ion		Na ⁺
Wasser (%) water	Trocknungsverlust loss on drying	65.0 – 75.0
Kapazität (eq/l) capacity		ca. 1.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.