

---

<b>Serdolit® MB-2 p.A.</b> Serdolit® MB-2 analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>40711</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		braun-beigefarbenes Korn brown-beige-colored particle
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 0.8
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h; 105°C	50.0 – 60.0
<b>Korngröße (mesh)</b> particle size		16 – 50 (0.3 – 1.2 mm)
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.