
DOWEX® 1X2 **Kat.Nr./Cat.No. : 41010**
(50 – 100 mesh) pract.

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		reinweiß bis elfenbeinfarbenes Korn off-white to ivory-colored particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	65.0 – 75.0
Gegenion counter-ion		Cl ⁻
Kapazität (eq/l) capacity		min. 0.7
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.