

---

**Dowex® 1X2 p.A.** **Kat.Nr./Cat.No.:** **41031**  
(200 – 400 mesh) analytical grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis hellelfenbein- farbenes Korn white to light-ivory colored particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	105°C, 3h	70.0 – 80.0
<b>Gegenion</b> counter ion		Cl <sup>-</sup>
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 0.6
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.