

<b>DOWEX® 1X8</b> (20 – 50 mesh) , pract.	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>41080</b>
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Aussehen</b> appearance		hellelfenbeinfarbenes Korn light, ivory-colored particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	105°C, 3h	50.0 – 60.0
<b>Gegenion</b> counter-ion		Cl <sup>-</sup>
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.3
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Das Produkt kann schwarze Partikel enthalten. Dabei handelt es sich um inaktive Copolymere, die die spezifizierten Eigenschaften wie Kapazität, Wassergehalt oder die Abgabe von organischen Substanzen vom Harz nicht beeinträchtigen.**

The product can contain black particles. These are inactive copolymers which do not impair the specified characteristics as capacity, water content or the release of organic substances of the resin.

<p><b>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.</b> We do not guarantee that the product can be used for a special application.</p>
--