

**DOWEX® 1X8**, p.A..  
(20 – 50 mesh) analytical grade

**Kat.Nr./Cat.No. : 41081**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		sandgelbes transparentes Korn sandyellow-colored transparent particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h, 105°C	50.0 – 60.0
<b>Gegenion</b> counter-ion		Cl <sup>-</sup>
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.3
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Das Produkt kann schwarze Partikel enthalten. Dabei handelt es sich um inaktive Copolymere, die die spezifizierten Eigenschaften wie Kapazität, Wassergehalt oder die Abgabe von organischen Substanzen vom Harz nicht beeinträchtigen.**

The product can contain black particles. These are inactive copolymers which do not impair the specified characteristics as capacity, water content or the release of organic substances of the resin.

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.