

Dowex® 1X8 p.A.
(50 – 100 mesh), analytical grade

Kat.Nr./Cat.No.: 41091

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hell elfenbeinfarbenes Korn light-ivory colored particles
Gegenion counter ion		Cl ⁻
Trocknungsverlust (%) loss on drying	105°C, 3h	45.0 – 55.0
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.2
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.