
DOWEX® 1X8 **Kat.Nr./Cat.No. : 41100**
(100 – 200 mesh) , pract.

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		elfenbeinfarbenes Korn ivory colored particles
Gegenion counter ion		Cl ⁻
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h; 105°C	39.0 – 45.0
Kapazität (eq/ l) capacity		min. 1.2
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.