

**DOWEX® 1X8**  
(200 – 400 mesh) , pract.

**Kat.Nr./Cat.No. : 41110**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		hellelfenbeinfarbenes Korn light ivory colored particles
<b>Gegenion</b> counter ion		Cl <sup>-</sup>
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h; 105°C	40.0 – 55.0
<b>Kapazität (eq/ l)</b> capacity		min. 1.2
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.