

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

DOWEX® 1X8 p.A. **Kat.Nr./Cat.No. : 41111**
(200 – 400 mesh) analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellelfenbeinfarbenes Korn light ivory colored particles
Gegenion counter ion		Cl ⁻
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h; 105°C	40.0 – 55.0
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.2
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.