

DOWEX® 50 WX2ct.
(50 – 100 mesh) , pract.

Kat.Nr./Cat.No. :

41510

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		orangegelbes bis beige-braunes Korn orange yellow to beige brown particles
Kapazität (eq/l) capacity		min. 0.6
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	74.0 – 82.0
Gegenion counter-ion		H ⁺
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.