

**DOWEX® 50 WX2**, p.A.  
(50 – 100 mesh) analytical grade

**Kat.Nr./Cat.No. : 41511**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		elfenbeinfarbenes Korn ivory-colored particles
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 0.6
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3 h, 105°C	74.0 – 82.0
<b>Gegenion</b> counter-ion		Na <sup>+</sup>
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.