

DOWEX® 50 WX2

(100 – 200 mesh) pract.

Kat.Nr./Cat.No. :

41520

Parameter
parameter

Methode
method

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

graubeiges Korn
grayish beige colored
particles

Gegenion
counter ion

H⁺

Trocknungsverlust (%)
loss on drying

3 h, 105°C

74.0 – 82.0

Kapazität (eq/l)
capacity

min. 0.6

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.