

**DOWEX® 50 WX2**

(200 – 400 mesh) , pract.

**Kat.Nr./Cat.No. :**

**41530**

**Parameter**  
parameter

**Methode**  
method

**Spezifikation**  
specification

**Aussehen**  
appearance

beiges Korn  
beige particles

**Gegenion**  
counter-ion

H<sup>+</sup>

**Kapazität (eq/l)**  
capacity

min. 0.6

**Trocknungsverlust (%)**  
loss on drying

3 h, 105°C

74.0 – 82.0

**Lagerung (°C)**  
storage

+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

**SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Str. 7**

Tel.: +49(0)6221 / 138 40-0 • Fax: +49(0)6221 / 138 40-10 • E-Mail: [info@serva.de](mailto:info@serva.de) <http://www.serva.de>