

DOWEX® 50 WX2, p.A.
(200 – 400 mesh), analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 41531

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hell elfenbeinfarbenes Korn light ivory-colored particles
Gegenion counter-ion		Na ⁺
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h, 105°C	74.0 – 82.0
Kapazität (eq/l) capacity		min. 0.6
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.