

DOWEX® 50 WX4
(50 – 100 mesh) , pract.

Kat.Nr./Cat.No. : 41550

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|--------------------------|---|
| Aussehen appearance | | safrangelbes Korn saffron yellow particles |
| Kapazität (eq/l) capacity | | min. 1.1 |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 3 h, 105°C | 64.0 – 72.0 |
| Gegenion counter-ion | | H ⁺ |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.