
DOWEX® 50 WX4 , p.A. (50 – 100 mesh), analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	41551
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		elfenbeinfarbenes Korn ivory-colored particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	60.0 – 70.0
Gegenion counter-ion		Na ⁺
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.1
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.