

Dowex® 50 WX8
(50 – 100 mesh) , pract.

Kat.Nr./Cat.No.: 41610

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Aussehen appearance | | beiges Korn beige colored particles |
| Gegenion counter ion | | H ⁺ |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 3h, 105°C | 50.0 – 60.0 |
| Kapazität (eq/l) capacity | | min. 1.7 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.