

---

**Dowex® 50 WX8**, p.A. **Kat.Nr./Cat.No.:** **41611**  
(50 – 100 mesh), analytical grade

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		gelb-beiges Korn yellow to beige particles
<b>Gegenion</b> counter ion		Na <sup>+</sup>
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h; 105°C	40.0 – 50.0
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.7
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.