

**DOWEX® 50 WX8**  
(100 – 200 mesh) pract.

**Kat.Nr./Cat.No. : 41620**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		beige-grünes Korn beige-green-colored particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3 h, 105°C	50.0 – 58.0
<b>Gegenion</b> counter-ion		H <sup>+</sup>
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.7
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.