

DOWEX® 50 WX8, p.A.
(100 – 200 mesh), analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 41621

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		beiges Korn beige-colored particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	45.0 – 55.0
Gegenion counter-ion		Na ⁺
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.7
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.